



Körperhaltungsmanagement

Systeme zur Unterstützung bei Körperfehlhaltungen

## Innocare Products GmbH

Fürstengrund 1  
48629 Metelen

T 02556 99 68 022

F 02556 99 68 023

E [info@innocare-products.de](mailto:info@innocare-products.de)

W [www.innocare-products.de](http://www.innocare-products.de)

Ust-IdNr.: DE270400952

HRB 8739

IK-Nr.: 330556273

Hergestellt in der EU



Positionen: Rücken-, Seitenlagerung, 30°–90°

### Indikation

- Infantile Cerebralparese
- Para-/Tetraplegie
- Para-/Tetraparese
- Hüftdysplasie/-luxation
- Myopathien  
-Muskeldystrophien
- Syndrome z.B.:  
-Apallisches Syndrom  
-Menkes-Syndrom  
-Pelizaeus-Merzbacher-Syndrom

Das

## **Innocare-Lagerungssystem**

wird eingesetzt...

- zur Positionierung/Lagerung von Körperabschnitten (Kopf, Rumpf und Extremitäten) in therapeutisch sinnvoller Stellung
- zur Teilentlastung einzelner Körperabschnitte, vorzugsweise bei Vorliegen von komplexen Behinderungsbildern
- zur Förderung der Eigen-/Körperwahrnehmung
- zur Linderung von Schmerzen verursacht durch eine Fehllagerung
- bei beginnenden und/oder vorhandenen Kontrakturen
- zur Weichlagerung
- zur Entspannung – Regulation des Muskeltonus

[www.innocare-products.de](http://www.innocare-products.de)



Körperhaltungsmanagement

Systeme zur Unterstützung bei Körperfehlhaltungen

## **Innocare-Lagerungssystem** für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Innovative Lösung bei:**  
**Neuromuskulären Krankheitsbildern**  
**Positionierung und Therapie**  
**von Körperfehlhaltungen**



Druckentlastende/druckverteilende Lagerung in Rücken + Seitenlage

Hilfsmittelnummer 20.29.02.0006



Hypotone Körperhaltung »ungelagert«



Symmetrische Rückenlage »gelagert«



Symmetrische Seitenlage »gelagert«

Trotz Eigenbewegung –  
konsequente Haltungsunterstützung  
durch Kombination von festen und  
weichen Komponenten



In 4 Abmessungen erhältlich

Name, Vorname des Verleihers Max Mustermann Musterstraße 00 00000 Musterhausen		geb. am <input type="text"/>
Kfz-Kennzeichen <input type="text"/>	Versicherungs-Nr. <input type="text"/>	Status <input type="text"/>
Mietzeitraum ab dem <input type="text"/>	bis zum <input type="text"/>	Datum <input type="text"/>
Pkt. Nr. / Seriennummer 1x Innocare-Lagerungssystem HMV 20.29.02.0006		
<b>Diagnose:</b> <input type="text"/>		
Bei Anfordert verschicken Leihzeit <input type="text"/>	Inhabers des Abgabegerätes <input type="text"/>	Regulatorium in der Adresse <input type="text"/>



Zustand in Seitenlage ohne Lagerungssystem



Mögliche Erstlagerung im Lagerungssystem



Rückenlagerung nach ca. 6 Monaten



Zustand in Rückenlage ohne Lagerungssystem



Seitenlagerung nach ca. 6 Monaten



Rückenlage nach ca. 12 Monaten im Lagerungssystem